

**Descripción del Equipo**

El sistema de depilación JENOPTIK Germany® es el único a utilizar laser con 808nm ancho de pulso para penetrar selectivamente en el folículo del pelo.

**Marca y origen**

Luna Box

**Certificaciones**

ROHS, CE, LVD, EMC, SFDA

**Dimensiones**

- Altura: 121 cm.
- Ancho: 52 cm.
- Profundidad: 62 cm.

**Peso**

60 kg.

**Características**

- 100 - 220 Volts.
- Diodo Láser.
- Longitud de onda 808 nm.
- Potencia máxima de 1.500 W.
- Energía ajustable de 1 - 120 J/cm<sup>2</sup>.
- Ancho de pulso 1 - 400 ms.
- Frecuencia 1 - 10 Hz.