

Descripción del Equipo

Equipo de CO2 calentado a temperatura corporal, utilizado en la medicina estética y fisioterapia dermatofuncional.

Marca y origen

IBRAMED - BRASIL

Certificaciones

ANVISA: 10360310032

Dimensiones

- Altura: 11,5 cm.
- Ancho: 26,5 cm.
- Profundidad: 27,5 cm.

Peso

Peso sin rack: 1,45 kg.

Características

- 127 - 220 Volts.
- CO2 Térmico.
- Volumen por punto 5 - 300 ml.
- Velocidad de flujo 5 - 300 ml/seg.
- Corriente High Volt.
- 1 Canal de salida.