

Descripción del Equipo

Avanzada tecnología en criolipólisis convencional, de contraste y reperfusión. Un tratamiento innovador que utiliza el frío y el calor.

Marca y origen

IBRAMED - BRASIL

Certificaciones

ANVISA: 10360319008

Dimensiones

- Altura: 135 cm.
- Ancho: 74 cm.
- Profundidad: 74 cm.

Peso

Peso total (con accesorios) 113 kg.

Características

- 127 - 240 Volts.
- Criolipólisis.
 - Criolipólisis Convencional.
 - Criolipólisis Contraste.
 - Criolipólisis de Reperfusión.
 - Criolipólisis de preparación.
- Temperatura de enfriamiento +8°C hasta -8°C con incremento de 2°C.
- Temperatura de calentamiento máxima +40°C.
- 2 Manipulos independientes.
- Intensidad de succión de 0 a 550 mmHg.
- Tiempo de enfriamiento (1-60 min) y calentamiento (1-10 min).