

Descripción del Equipo

Ondas de Choque para tratamientos de Rehabilitación y Medicina Estética. Cuenta con 8 distintas punteras para diversas aplicaciones.

Marca y origen

IBRAMED - BRASIL

Certificaciones

ANVISA: 10360310036

Dimensiones

- Altura: 110 cm.
- Ancho: 45 cm.
- Profundidad: 58 cm.

Peso

Peso sin accesorios: 24,3 kg.

Características

- 100 - 240 Volts.
- Ondas de choque.
 - Energía de 60 a 200 mJ.
 - Frecuencia de 1 a 22 Hz.
 - Disparos libres o de 1 a 9999.
 - Modo pulso único o secuencial.
 - Protocolos particulares (20) y preprogramados (25).
 - 1 aplicador ergonómicos.
 - 8 punteras (acero inoxidable y poliacetal).